

## **Einführung**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei futuresmile!

Schön, dass Sie Ihre Zähne nachhaltig pflegen wollen. Sie sind bei uns genau richtig.

## **Wichtige Sicherheitsinformationen**

### **Wichtig**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

### **Gefahr**

- Halten Sie das Ladegerät von Wasser fern. Stellen Sie es nicht über oder direkt bei einer mit Wasser gefüllten Badewanne bzw. einem Waschbecken ab.
- Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass das Ladegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen.

### **Gefahr:**

#### **Verschluckbare Kleinteile**

### **Warnhinweise**

- Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Ist das Netzkabel beschädigt, müssen Sie das Ladegerät entsorgen.
  - Tauschen Sie das Ladegerät immer durch ein Original-Ersatzgerät aus, um Gefährdungen zu vermeiden.
  - Benutzen Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (Bürstenkopf, Handstück oder Ladegerät). Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den futuresmile Support
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

### **Achtung**

-Reinigen Sie Bürstenkopf, Handstück und Ladegerät nicht im Geschirrspüler.

- Wenn in den vergangenen 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff an Ihren Zähnen oder am Zahnfleisch vorgenommen wurde, sollten Sie vor Benutzung der Zahnbürste Ihren Zahnarzt konsultieren. - Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn nach Benutzung dieses Geräts übermäßiges Zahnfleischbluten auftritt oder Zahnfleischbluten länger als eine Woche anhält. Konsultieren Sie außerdem Ihren Zahnarzt, wenn bei Benutzung der futuresmile Schallzahnbürste Unbehagen oder Schmerzen auftreten.

- Die futuresmile Schallzahnbürste erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenden Sie sich als Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Gerätes.

-Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor Benutzung der futuresmile Schallzahnbürste Ihren Arzt.

-Dieses Gerät ist ausschließlich zum Reinigen

von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge gedacht. Benutzen Sie es nicht für andere Zwecke. Falls Beschwerden oder Schmerzen auftreten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt

### **Achtung**

- Die futuresmile Schallzahnbürste ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht für die Verwendung von mehreren Patienten in einer Zahnarztpraxis oder Zahnklinik geeignet.

-Unterlassen Sie es, einen Bürstenkopf mit abgeknickten oder zerdrückten Borsten zu verwenden. Ersetzen Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate oder früher, falls Anzeichen

von Abnutzung auftreten. Benutzen Sie nur die vom Hersteller für diese Zahnbürste empfohlenen Bürstenköpfe. -Bei Verwendung peroxid-, natron- oder bikarbonat haltiger Zahnpasta (üblich in Weißmacher-Zahnpasta) sollten Sie den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch gründlich mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Dies verhindert ein mögliches Brechen des Materials.

### **Elektromagnetische Felder**

Dieses futuresmile Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

### **Entsorgung des Gerätes (WEEE- Richtlinie)**

In Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte darf dieses Elektrogerät nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung übernehmen wir für Sie. Bitte schicken Sie uns das Produkt zu. Bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zum Thema Recycling. Um die Verpackung nachhaltig zu verwerten ist es generell empfehlenswert, das Verpackungsmaterial für ggf. Geräteversand oder Transport zurückzustellen

## **Bürstenköpfe**

Ihre futuresmile wird mit einem oder mehreren Bürstenköpfen geliefert, die entwickelt wurden, um bessere Ergebnisse für Ihre nachhaltigen Mundpflege Bedürfnisse zu liefern. Bambus ist ein Naturprodukt und kann je nach Kopf anders aussehen.

## **Putzprogramme**

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um zwischen den Programmen zu wechseln. Die futuresmile Schallzahnbürste ist mit 5 Putzprogrammen ausgestattet. Die folgenden Programme sind verfügbar:

### **Sensitiv**

Sensitive ist ein 2-Minuten-Modus. Er sorgt für eine schonende und leichte Reinigung

### **Reinigung**

Clean ist ein 2-Minuten-Modus. Er sorgt für eine gründliche und vollständige Reinigung.

### **Aufhellen**

White ist ein 2 Minuten langer Modus. Ein Aufhellen der Zähne alleine durch die Zahnbürste erfolgt nicht.

### **Polieren**

Polish ist ein 2 Minuten langer Modus

### **Zahnfleischpflege**

Massage ist ein 2-minütiger Modus.

## **Die futuresmile Schallzahnbürste benutzen**

### **Putzanleitung**

1. Drücken Sie den Bürstenkopf so auf den Griff, dass die Borsten die Vorderseite des Handstücks zeigen.
2. Drücken Sie den Bürstenkopf auf den Metallschaft, bis er fest sitzt. Hinweis: Ein kleiner Zwischenraum zwischen Bürstenkopf und Handstück ist normal.
3. Feuchten Sie die Borsten an.
4. Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die Borsten auf.
5. Setzen Sie die Borsten der Zahnbürste in einem Winkel von ca. 45 Grad auf die Zähne, und wenden Sie etwas Druck an, sodass die Borsten den Zahnfleischrand erreichen oder leicht darüber hinaus reichen.

**Hinweis:** Halten Sie die Mitte der Bürste jederzeit im Kontakt mit den Zähnen.

6. Drücken Sie zum Einschalten der futuresmile den Ein-/Ausschalter.

7. Halten Sie die Borsten sanft auf den Zähnen und in der Zahnfleisch Linie. Putzen Sie Ihre Zähne mit kleinen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen, damit die Borsten in die Zwischenräume zwischen den Zähnen gelangen.

**Hinweis:** Die Borsten sollten sich nur leicht verbiegen. Nicht schrubben.

8. Zum Reinigen der Innenseite der Frontzähne kippen Sie das Handstück halb aufrecht, und führen Sie an jedem Zahn mehrere vertikale, überlappende Bürstenkopfbewegungen aus.

9. Damit alle Zähne gleichmäßig geputzt werden, teilen Sie Ihren Mund mit der Quadpacer-Funktion in vier Abschnitte auf. Die Quadpacer-Funktion lässt die Vibrationen alle 30 Sekunden aussetzen.

10. Bürsten Sie die gesamten 2 Minuten lang und halten Sie sich an den Quadpacer. Nach 2 Minuten wird die Zahnbürste automatisch ausgeschaltet.

**Ihre futuresmile Schallzahnbürste kann unbedenklich benutzt werden mit: -Zahnspangen (die Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab) -Zahnersatz (Füllungen, Kronen, Verblendschalen)**

### **Quadpacer**

Der Quadpacer ist ein Intervalltimer mit einer Pause, damit die unterschiedlichen Abschnitte des Mundes geputzt werden. Die Pause entsteht alle 30 Sekunden.

### **Program/Frequenzwechsel**

Über den Ein-/Ausschalter können Sie die Zahnbürste nicht nur an und ausschalten sondern auch zwischen den Putzprogrammen hin und her schalten. Drücken Sie den Knopf zum ersten Mal, schaltet sich der Clean Modus ein. Um zu den weiteren Programmen zu gelangen, drücken Sie den Knopf erneut.

### **Bürstenkopf-Austausch Erinnerung**

Die Borsten der Bürstenköpfe verlieren mit der Zeit ihre Farbe und verblassen. Das signalisiert Ihnen, dass die Köpfe gewechselt werden müssen. Zahnärzte empfehlen alle 2-3 Monate einen neuen Bürstenkopf zu benutzen.

### **Akkustatus und Aufladen**

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in ein Netzteil und dann in eine Steckdose

2. Stecken sie die USB-C Seite in die Zahnbürste

3. Alle Lampen leuchten nacheinander mehrmals auf

4. Jetzt beginnt die Zahnbürste zu laden

5. Die Zahnbürste ist voll geladen, wenn die unterste Lampe grün leuchtet.

6. Die Zahnbürste benötigt ungefähr 2 Stunden, um voll aufzuladen.

Die Akkukapazität lässt nach, wenn bei Benutzung das unterste Licht gelb blinkt.

**Akku Information abrufen: Nehmen Sie ihre futuresmile Zahnbürste in die Hand. Alle 5 LED Lichter leuchten gleichzeitig auf. Der Status liegt bei über 90%. Bei 4 Lichtern - über 75%; bei 3 Lichtern - über 50%; bei 2 Lichtern - über 25%; bei 1 Licht- über 15%. Wenn das gelbe Licht blinkt, liegt der Akkustand bei unter 10%. Bei unter 10% Ladeleistung blinkt das gelbe Licht viermal zur Lade Erinnerung auf.**

**Hinweis:** Ihre Zahnbürste wird für die erste Verwendung aufgeladen. Laden Sie sie nach dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang auf. Pflege

**Hinweis:** Reinigen Sie den Bürstenkopf oder das Handstück nicht in der Spülmaschine.

Handstück der Zahnbürste

1.Nehmen Sie den Bürstenkopf ab, und spülen Sie den Bereich des Metallschafts mit warmem Wasser ab. Vergewissern Sie sich, dass alle Zahnpasta-Rückstände entfernt sind.

Hinweis: Drücken Sie nicht mit scharfkantigen Gegenständen auf die Gummidichtung um den Metallschaft, da diese dadurch beschädigt werden kann.

2.Wischen Sie das gesamte Handstück mit einem feuchten Tuch ab.

Hinweis: Reinigen Sie das Handstück nicht mit Isopropanol-Reinigungsalkohol, Essig oder Bleichmittel, da dies zu Verfärbungen führen kann.

### **Bürstenkopf**

1.Spülen Sie den Bürstenkopf und Borsten nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab. Nehmen Sie mindestens einmal pro Woche den Bürstenkopf vom Handstück, und spülen Sie die Verbindung zwischen Bürstenkopf und Handstück mit warmem Wasser ab. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Ladegeräts den Netzstecker aus der Steckdose.

### **Achtung/Gefahr**

2.Wischen Sie das Ladegerät nicht am Kabeingang mit Wasser ab.

3. Reinigen Sie das Ladegerät ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

### **Aufbewahrung**

Wenn Sie die futuresmile Schallzahnbürste über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie sie aus der Steckdose, reinigen Sie sie, und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

### **Garantie und Support**

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die futuresmile Website unter [www.futuresmile.shop](http://www.futuresmile.shop)

### **Gewährleistungs Einschränkungen**

Die folgenden Geräteteile/Schäden unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen

Gewährleistung:

- Bürstenköpfe.
- Schäden, die durch den Gebrauch von nicht zugelassene Ersatzteile verursacht werden.
- Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, Manipulation oder Reparatur durch Unbefugte.
- Normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Verfärbungen oder Verblassen.

### **Technische Spezifikationen**

Gerätetyp: SBT 2024-02 Modell: Series Two Wireless Nennleistung: 2W Netzversorgung: 230 V (+/-10%) Batterie: Lithium Ion Batterie 18500/1200mAh 3.7v

Ladegerät Input: 5V DC 500mA Putzmodi: Clean, White, Polish, Gum Care, Sensitive

Materialien: Körper Gehäuse-PC, Köpfe- Bambus, Polymilchsäuren (Biokompatibel) Executive Standard: GB-4706.1- 2005/GB4706.59-2008

Hergestellt für: futuresmile

Dimker Allee 153

46286 Dorsten

Deutschland

Service Email: [info@futuresmile.store](mailto:info@futuresmile.store)

Offizielle Website: [www.futuresmile.store](http://www.futuresmile.store)

